

# ～TSサポートベルトの装着方法～

①



腰部のベルトとサポートベルトを  
ベルクロ部分で留める

②



サポートベルトを挟むように  
腰部のベルトを締める

③



膝蓋骨の下部で固定する

④



ベルトの長さを大腿長の  
75～80%に調整

ここで長さ調節

ベルトが大腿後面の  
内側を通るようにする



不要な時はバックルから  
外しておくこともできる



サポートベルトを使用することで  
起立動作や座位の場面でもTSが上にずれることなく使用できます。  
起立動作・着座動作時に股関節から屈曲するように促すと、  
より促進効果が得られます。

サポートベルトのつけ方を説明した動画もございます👉



 **TSC**  
TRUNK SOLUTION CORPORATION